

Verpflichtende Antigen-Selbsttestung zu Hause – Informationen zur Durchführung

Lieber Schülerinnen und Schüler,

Schulen sollen auch in Corona- Zeiten möglichst sichere Orte sein. Ein weiterer Baustein für mehr Sicherheit sind regelmäßige Selbsttests. **Bitte testet euch vor dem Schulbesuch!**

Um euch den Umgang mit dem Selbsttest zu erleichtern haben wir euch die wesentlichen Schritte zusammengefasst und ein Video per QR-Code beigefügt.

Und so funktioniert´s:



Vor dem Test:

- Hände waschen

Durchführung:

- Gründlich die Nase schnäuzen
- Verpackung des Abstrichtupfers nehmen und öffnen. ACHTUNG: Noch nicht herausziehen!
- Extraktionslösung in das Röhrchen füllen
- Abstrichtupfer aus der Verpackung nehmen. ACHTUNG: Berühre nicht die weiche Spitze
- Probe aus beiden Nasenlöchern nehmen (ca. 2,5cm in die Nase führen und 3-4 Mal drehen)
- Abstrichtupfer in das Röhrchen stecken und 3 bis 5 Mal darin drehen
- Lasse den Tupfer eine Minute im Röhrchen stehen
- Ziehe den Tupfer heraus, währenddessen du das Röhrchen dabei zusammendrückst
- Röhrchen mit der Spenderkappe verschließen: ACHTUNG: Die Röhrchen stehen nicht und müssen festgehalten werden. Gleichzeitig hat man sein Stäbchen noch in der Hand und muss eine Spenderkappe nehmen und draufsetzen
- Abstrichtupfer zurück in die Verpackung stecken
- Gib genau 3 Tropfen auf den Teststreife, die mit S gekennzeichnet ist
- Nach 15-20 Minuten erscheint das Ergebnis, dann Ergebnis kontrollieren. Teststreifen bleiben währenddessen auf dem Tisch liegen

Auswertung:

Ungültige Tests (kein Strich bei C), Negative Tests (nur Strich bei C), Positiver Test (Strich bei C und T)

Abschluss:

- Alle Testmaterialien in einen Müllsack geben
- Hände waschen